

Anti-Sumo2/3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61956 / P55854

Artikelnummer: CM0007555



Einführung

Monoklonaler Anti-SUMO2/3-Antikörper aus Kaninchen für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges SUMO2/3. Rekombinantes Immunogen (aa 1-95). Ideal für die Forschung zu SUMOylierung, DNA-Reparatur und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUMO2/3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6613/6612
GenID	6613/6612
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-95 von menschlichem SUMO2/3 entspricht. (NP_008868.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61956/P55854
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel