


Anti-Supt5H/Spt5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00267

Artikelnummer: CM0003632



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches SUPT5H/SPT5 gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Transkriptionsverlängerung und HIV Tat.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUPT5H/SPT5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Spezies	Mensch
Gen-ID	6829
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von menschlichem SUPT5H/SPT5 (O00267) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00267
Proteingewicht	121kDa
Versand	Eisbeutel