

Anti-Survivin Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - O15392

Artikelnummer: CM0012608



Einführung

Hochwertiger Anti-Survivin Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Apoptose- und Zellproliferationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Survivin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	API4; EPR-1; Survivin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	332
GenID	332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-140 von menschlichem Survivin (O15392) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O15392
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel