

Anti-Survivin Kaninchen Polymab® Antikörper Für Wb Und Elisa - O15392

Artikelnummer: CM0006506



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Survivin (BIRC5, O15392), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Apoptose, Zellzyklus und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Survivin Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	API4; EPR-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	332
GenID	332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-142 von humanem Survivin (NP_001159.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15392
Proteinmasse	8-18 kDa
Versand	Eisbeutel