


Anti-Synj1 Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - 043426

Artikelnummer: CM0019919



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes SYNJ1 (Synaptojanin-1), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-SYNJ1 (~173 kDa), eine Phosphoinositid-Phosphatase, die an der synaptischen Endozytose und der Parkinson-Krankheit beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYNJ1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	DEE53, EIEE53, INPP5G, PARK20, SYNJ1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8867
GeneID	8867
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem SYNJ1 (NP_003886.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O43426
Proteingewicht	173kDa
Versand	Eisbeutel