

Anti-Syntaxin 3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13277

Artikelnummer: CM0011852

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Syntaxin 3 (Q13277), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Membrantransport und Neurotransmittertransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Syntaxin 3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MVID2, STX3A, DIAR12, RDMVID, Syntaxin 3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6809
GeneID	6809
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem Syntaxin 3 (Q13277) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13277
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel