


Anti-Syntenin-1 (Mda-9) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000560

Artikelnummer: CM0027275



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Syntenin-1 (MDA-9) für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal zur Untersuchung der Exosom-Biogenese, TGF-beta-Signalgebung und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Syntenin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ST1, MDA9, SYCL, MDA-9, TACIP18, Syntenin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6386
GenID	6386
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem Syntenin (NP_001007068.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	000560
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel