

## Anti-Syt11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - Q9Bt88

Artikelnummer: CM0029412

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Synaptotagmin-11 (SYT11), validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Erkennt endogenes SYT11 in humanen, Maus- und Rattenproben, mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 48 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SYT11 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | SYT12; sytXI; SYT11                                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| GeneID (Human)    | 23208                                                                                                                       |
| GeneID            | 23208                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 37-200 von humanem SYT11 (NP_689493.3) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | Q9BT88                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 48kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                   |