

Anti-Tacr3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P29371

Artikelnummer: CM0027970



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes TACR3 (Neuromedin-K-Rezeptor). Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (AS 356-465). Ideal für Forschung im Bereich GPCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TACR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NK3, NKR, HH11, NK3R, NK-3R, TAC3R, TAC3RL, TACR3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6870
GenID	6870
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 356-465 des humanen TACR3 (NP_001050.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29371
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel