

Anti-Taldo1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P37837

Artikelnummer: CM0030936



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TALDO1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem TALDO1 (38 kDa), einem Schlüsselenzym des Pentosephosphatwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TALDO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6888
GenID	6888
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P37837
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel