


Anti-Talin 2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4G6

Artikelnummer: CM0003292



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Talin 2, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-Talin-2 (272 kDa). Ideal für Forschung zu Zelladhäsion und fokalen Adhäsionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Talin 2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ILWEQ, TLN2, Talin-2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83660
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von menschlichem Talin 2 (Q9Y4G6) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4G6
Proteingewicht	272kDa
Versand	Eisbeutel