

Anti-Tarbp2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q15633

Artikelnummer: CM0011642



Einführung

Kaninchen monoklonaler TARBP2 Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Essentiell für miRNA-Prozessierung, HIV-Replikation und Erforschung der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TARBP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6895
Gen-ID	6895
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem TARBP2 (Q15633) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15633
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche