

Anti-Tas2R38-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P59533

Artikelnummer: CM0016517

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TAS2R38, einen Bittergeschmacksrezeptor. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Ideal zur Untersuchung der Bittergeschmackswahrnehmung und von GPCR-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAS2R38 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PTC, T2R38, T2R61, TH1OT, TAS2R38
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5726
GeneID	5726
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150–250 des humanen TAS2R38 (NP_789787.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P59533
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku