


Anti-Taz Kaninchen-Polymab® Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Gzv5

Artikelnummer: CM0011677



Einführung

Anti-TAZ rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper (PolymAb®) für WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem, Ratten-TAZ (WWTR1), einem transkriptionellen Koaktivator des Hippo-Signalwegs. Ideal für Forschung zu Organgrößensteuerung und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAZ Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	TAZ
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25937
Gen-ID	25937
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-270 von menschlichem TAZ (NP_056287.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZV5
Proteinmolekulargewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel