

Anti-Tbce-Polyklonaler Antikörper Für If-P Und Elisa - Q15813

Artikelnummer: CM0022412



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TBCE (tubulin-spezifischer Chaperon E) gerichtet ist und für Immunfluoreszenz-Paraffin und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Mikrotubuli-Organisation und der neuronalen Aufrechterhaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBCE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRD; KCS; KCS1; pac2; PEAMO; TBCE
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6905
GenID	6905
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 328-527 von humanem TBCE (NP_003184.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q15813
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel