


Anti-Tbk1/Nak Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

Artikelnummer: CM0030408



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TBK1/NAK, validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von angeborener Immunität, Entzündung und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TBK1/NAK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
Spezies	Human
GeneID	29110
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem TBK1/NAK entspricht (NP_037386.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHD2
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel