

Anti-Tcl1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P56279

Artikelnummer: CM0008045



Einführung

Anti-TCL1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zielstruktur ist humanes TCL1 (13 kDa), wodurch die AKT-Phosphorylierung verstärkt und das Zellüberleben gefördert wird. Geeignet für die Leukämie-/Lymphomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCL1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TCL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8115
Gen-ID	8115
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-114 des humanen TCL1 (NP_068801.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56279
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Kühlpack