

Anti-Tdgf1/Cripto Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13385

Artikelnummer: CM0018383

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TDGF1 (CRIPTO), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes TDGF1. Geeignet für die Krebs- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TDGF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CR; CR-1; CRGF; CRIPTO; TDGF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6997
GenID	6997
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-150 von humanem TDGF1 (NP_001167607.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13385
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel