


Anti-Tdo2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48775

Artikelnummer: CM0015297



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TDO2 (Tryptophan-2,3-Dioxygenase), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes TDO2 in humanen, murinen und rattengewebenen Proben. Ideal für die Forschung zum Tryptophan-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TDO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6999
GenID	6999
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem TDO2 (NP_005642.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48775
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel