


Anti-Tek Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q02763

Artikelnummer: CM0018027



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TEK (TIE2, CD202B) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und rattiges TEK mit einer vorhergesagten Bande von 126 kDa. Geeignet für Studien zur Angiogenese und Gefäßbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TEK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK (TIE2, CD202B)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7010
GenID	7010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 500-750 von humanem TEK (NP_000450.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02763
Proteingewicht	126kDa
Versand	Eisbeutel