


Anti-Tgf-Beta-Rezeptor II (Tgfbr2) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37173

Artikelnummer: CM0014594



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanen TGF-beta-Rezeptor Typ-2 (TGFBR2, P37173). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des TGF-beta-Signalwegs in Onkologie und Fibrose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGF beta Rezeptor II Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1I; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-R1I; TGF beta Rezeptor II (TGFBR2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7048
GenID	7048
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-280 des humanen TGF-beta-Rezeptors II (TGFBR2) (NP_003233.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37173
Proteinmasse	65 kDa
Versand	Eisbeutel