


Anti-Tgfb3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10600

Artikelnummer: CM0026578



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen TGFB3, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-TGFB3. Ideal für die Untersuchung von TGF- β -Signalwegen, Embryogenese und Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGFB3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	ARVD; LD55; RNHF; ARVD1; TGF-beta3; TGFB3
Spezies	Mensch
Gen-ID	7043
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-300 des humanen TGFB3 (NP_003230.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10600
Proteinmasse	47 kDa
Versand	Eisbeutel