


Anti-Tgm1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22735

Artikelnummer: CM0018521



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TGM1 (Transglutaminase-1) für WB und ELISA. Erkennt TGM1 aus Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen der epidermalen Verhornung, der Proteinvernetzung und der Hautbarrierefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TGM1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LI; KTG; LI1; TKG; ICR2; ARCI1; TGASE; TGM1
Art	Mensch
Gen-ID	7051
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100-280 des humanen TGM1 (NP_000350.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22735
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Kühlakku