

Anti-Themis2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Tej8

Artikelnummer: CM0013995

Einführung

THEMIS2 polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von makrophagenvermittelter Entzündungsreaktion und B-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	THEMIS2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	ICB1; ICB-1; C1orf38; THEMIS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9473
GenID	9473
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von menschlichem THEMIS2 (NP_004839.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5TEJ8
Proteinmasse	72 kDa
Versand	Eispackung