

Monoklonaler Antikörper Gegen Thyreoidea-Stimulierendes Hormon (Tsh) Für If, Ihc-P, Elisa - P01215/P01222

Artikelnummer: CM0005430



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen die Alpha- und Beta-Untereinheiten des menschlichen Thyreoidea-stimulierenden Hormons (TSH). Geeignet für Anwendungen in IF, IHC-P und ELISA. Ideal für die Forschung zu Hormonsignalisierung und Hypophysenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Thyreoidea-stimulierendes Hormon Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHA; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSHB
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 27-116 von menschlichem CGA und 21-138 von menschlichem TSHB (NP_000726.1/NP_000540.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01215/P01222
Proteingewicht	13 kDa/16 kDa
Versand	Eisbeutel