


## Anti-Tifa Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q793I8

Artikelnummer: CM0011976



### Einführung

KO-validierter Anti-TIFA-Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Maus-TIFA, ein 21 kDa Adapterprotein in der NF-κB angeborenen Immunsignalübertragung. Ideal für Infektions- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO Validated] TIFA Rabbit mAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | T2bp                                                                                                                                        |
| Spezies           | Maus                                                                                                                                        |
| GeneID (Human)    | 92610                                                                                                                                       |
| GeneID (Mouse)    | 211550                                                                                                                                      |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-184 von Maus-TIFA (NP_001343359.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                        |
| SWISS             | Q793I8                                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 21 kDa                                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                   |