

Anti-Tigar Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq88

Artikelnummer: CM0020157



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TIGAR (TP53-induzierter Glykolyse- und Apoptose-Regulator). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Reguliert Glykolyse und Apoptose; eingesetzt in Krebs-, Stress- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIGAR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FR2BP; C12orf5; TIGAR
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	57103
Gen-ID	57103
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem TIGAR (NP_065108.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQ88
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel