


Anti-Tigit-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q495A1

Artikelnummer: CM0022571



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TIGIT (VSIG9, VSTM3), validiert für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit murinem TIGIT. Ideal für die Forschung zu Immun-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIGIT-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM; TIGIT
Art	Mensch
GeneID	201633 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 167-244 des humanen TIGIT (NP_776160.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q495A1
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku