


Anti-Tin2/Tinf2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bsi4

Artikelnummer: CM0027415



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TIN2/TINF2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Forschung am Shelterin-Komplex und an der Telomerbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIN2/TINF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26277
GenID	26277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 202-451 von humanem TIN2/TINF2 (NP_001092744.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BSI4
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel