

Anti-Tin2/Tinf2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bsi4

Artikelnummer: CM0005465



Einführung

Anti-TIN2/TINF2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte; zielt auf TERF1-interacting nuclear factor 2, eine Komponente des Shelterin-Komplexes, die die Telomerlänge und den Schutz reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIN2/TINF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26277
GenID	26277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-309 von menschlichem TIN2/TINF2 (Q9BSI4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BSI4
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel