

Anti-Tiparp Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z3E1

Artikelnummer: CM0016889

Einführung

Hochwertiges kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes TIPARP (PARP7), validiert für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für die Untersuchung von Mono-ADP-Ribosylierung, AHR-Signalübertragung und Kernproteinmodifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TIPARP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PARP7; ARTD14; pART14; TIPARP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25976
Gen-ID	25976
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 441-657 von humanem TIPARP (NP_056323.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z3E1
Proteinmasse	76 kDa
Versand	Eisbeutel