

Anti-Tmeff2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uik5

Artikelnummer: CM0012127

Einführung

Hochspezifischer monoklonaler TMEFF2-Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem und Ratten-TMEFF2 (Tomoregulin-2). Ideal für Anwendungen in der Neurowissenschaft und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEFF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TR; HPP1; TPEF; TR-2; TENB2; CT120.2; TMEFF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23671
Gen-ID	23671
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 275-374 von humanem TMEFF2 (Q9UIK5)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9UIK5
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel