

Anti-Tmem176B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q3Ybm2

Artikelnummer: CM0023799

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TMEM176B (LR8), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Geeignet für Studien zur Reifung von dendritischen Zellen und zur Entwicklung des Kleinhirns. – Q3YBM2

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM176B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMEM176B; LR8; MS4B2; Transmembranprotein 176B
Spezies	Human
Gen-ID	28959
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-65 von humanem TMEM176B (NP_001094781.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q3YBM2
Proteingewicht	25kDa/29kDa
Versand	Eisbeutel