

Anti-Tmem61 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N0U2

Artikelnummer: CM0021325

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TMEM61, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt ein 22 kDa Transmembranprotein, ideal für die Membranproteinforschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TMEM61 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMEM61
Spezies	Human
GeneID (Human)	199964
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 91-210 des humanen TMEM61 (NP_872338.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8N0U2
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche