


Anti-Tmx1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H3N1

Artikelnummer: CM0019614



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TMX1 gerichtet ist, ein thioredoxin-verwandtes Transmembranprotein, das an der Protein-Disulfid-Isomerase-Aktivität, dem ER-Stress und dem Triglycerid-Stoffwechsel beteiligt ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	81542
GenID	81542
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-280 von humanem TMX1 (NP_110382.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H3N1
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel