


Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20333

Artikelnummer: CM0014301



Einführung

Hochaffiner Anti-TNFR2/TNFRSF1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Apoptose- und metabolische Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFR2/TNFRSF1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7133
Gen-ID	7133
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 295-377 von menschlichem TNFR2/TNFRSF1B entspricht (NP_001057.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20333
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel