

Anti-Tnr-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92752

Artikelnummer: CM0018152



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen menschliches Tenascin-R (TNR), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an der neuronalen extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNR Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TN-R; NEDSTO; TNR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7143
GenID	7143
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1059-1358 von menschlichem TNR (NP_003276.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92752
Proteingewicht	150 kDa
Versand	Eisbeutel