

Anti-Tom1L2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Zvm7

Artikelnummer: CM0024515

Einführung

TOM1L2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, der humanes, murines und Ratten-TOM1L2 (~56 kDa) nachweist. Nützlich für die Erforschung von endozytotischem Trafficking und mitogener Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOM1L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOM1L2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	146691
GeneID	146691
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 310-450 des humanen TOM1L2 (NP_001076437.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6ZVM7
Proteinmasse	56kDa
Versand	Eispackung