

Anti-Tom20 Rat Monoclonal Antibody Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q15388

Artikelnummer: CM0007800



Einführung

Hochspezifische anti-TOM20-Ratten-monoklonale Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-TOM20, einen mitochondrialen Importrezeptor. Ideal für die Forschung an mitochondrialer Funktion und Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOM20 Rat mAb
Bemerkungen/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9804
Gen-ID	9804
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem TOMM20.
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15388
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel