


Anti-Topo II α Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11388

Artikelnummer: CM0021945



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humane DNA-Topoisomerase 2-alpha (Topo II α). Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Für humane Proben validiert. Ideal für die Krebsforschung und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Topo II α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOP2A; TOP2; TP2A; DNA-Topoisomerase 2-alpha; Topo II α
Spezies	Human
GeneID (human)	7153
GeneID	7153
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1431-1531 von humanem Topo II α entspricht (NP_001058.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11388
Protein-Gewicht	174kDa/177kDa/178kDa/182kDa
Versand	Eisbeutel