

Anti-Tp53Rk Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb Und Elisa - Q96S44

Artikelnummer: CM0022629



Einführung

TP53RK Kaninchen-Polyclonalkörper validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die Untereinheit des EKC/KEOPS-Komplexes ab, die für die tRNA-Modifikation und p53-Regulation essenziell ist. 28 kDa Protein. Ideal für IVD und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TP53RK Kaninchen pAb
Bemerkungen / Aliase	PRPK; BUD32; TPRKB; GAMOS4; Nori-2; Nori-2p; dj101A2; C20orf64; TP53RK
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	112858
Gen-ID	112858
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-253 von menschlichem TP53RK (NP_291028.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96S44
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel