

Anti-Tph1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P17752

Artikelnummer: CM0010978



Einführung

Hochwertiger Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TPH1 (Tryptophan-Hydroxylase 1). Validiert für IF, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Serotonin-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPH-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TPRH; TRPH
Spezies	Mensch
GeneID (human)	7166
GeneID	7166
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 102-402 von humanem TPH1 (NP_004170.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17752
Proteingewicht	51kDa/53kDa
Versand	Eisbeutel