


Monoklonaler Anti-Tpo-R/Cd110/C-Mpl Antikörper Für Wb, Elisa - P40238

Artikelnummer: CM0003036



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den humanen Thrombopoietin-Rezeptor (TPO-R/CD110/c-Mpl). Validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für Forschung zur Megakaryozyten-Differenzierung und Thrombozytenproduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPO-R/CD110/c-Mpl Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MPLV; TPOR; C-MPL; CD110; THPOR; THCYT2; TPO-R/CD110/c-Mpl
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4352
Gen-ID	4352
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 536-635 von humanem TPO-R/CD110/c-Mpl (P40238) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40238
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eispackung