


Anti-Tpsab1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15661

Artikelnummer: CM0024265



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TPSAB1 (Tryptase alpha/beta-1), validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Mastzellen- und angeborene Immunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPSAB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Tryptase-2; TPSAB1
Spezies	Mensch
Gen-ID	7177
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 31-275 von humanem TPSAB1 entspricht (NP_003285.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15661
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel