

## Anti-Trac-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P01848

Artikelnummer: CM0019877



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die konstante Region der Alpha-Kette des humanen T-Zell-Rezeptors (TRAC). Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für die T-Zell-Immunologie und die Entwicklung von Immunoassays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TRAC-Kaninchen-pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | IMD7; TCRA; TRA@; TRAC                                                                                                   |
| Art               | Mensch                                                                                                                   |
| GeneID (Mensch)   | 6955                                                                                                                     |
| GeneID            | 6955                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-176 des humanen TRAC enthält (AAH20840.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                     |
| SWISS             | P01848                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 16 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                 |