

Anti-Traf7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - Q6Q0C0

Artikelnummer: CM0024362



Einführung

TRAF7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches TRAF7 mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal zur Untersuchung der angeborenen Immunität, Entzündungs- und Apoptosewege. Lieferung durch CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84231
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 260-400 von menschlichem TRAF7 (NP_115647.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q6Q0C0
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel