


Monoklonaler Anti-Transkriptionsfaktor Ap-2-Alpha (Tfap2A) Antikörper Für Wb, Elisa - P05549

Artikelnummer: CM0007491



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper, erhoben gegen ein synthetisches Peptid im Bereich der Aminosäuren 50–150 des menschlichen Transkriptionsfaktors AP-2-alpha (P05549). Validiert für die Anwendungen WB und ELISA; reagiert kreuzreagierend mit Proben von Mensch und Maus. Ideal für Forschung zur Transkriptionsregulation und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aktivatorprotein 2 (AP-2/TFAP2A) Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Aktivatorprotein 2 (AP-2/TFAP2A)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7020
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz im Bereich der Aminosäuren 50–150 des menschlichen Aktivatorproteins 2 (AP-2/TFAP2A) (P05549) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05549
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel