

Anti-Transportin 3 (Tnpo3) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5L0

Artikelnummer: CM0002275



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Transportin 3 (TNPO3), validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des nukleären Transports und der HIV-1-Infektionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Transportin 3 (TNPO3) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IPO12, TRNSR, LGMD1F, LGMDD2, MTR10A, TRN-SR, TRN-SR2, Transportin 3 (TNPO3)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23534
GenID	23534
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 824-923 von humanem Transportin 3 (Transportin 3 (TNPO3)) (Q9Y5L0) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5L0
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel