

Anti-Trap1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12931

Artikelnummer: CM0012712



Einführung

Validierter anti-TRAP1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, der menschliches und murines HSP75 nachweist. Geeignet für WB, IP, IF, IHC-P, ELISA. Ideal für Forschung zu mitochondrialer Funktion und Krebsstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAP1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10131
Gen-ID	10131
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 445-704 des menschlichen TRAP1 (NP_057376.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12931
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel