

Anti-Trappc10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48553

Artikelnummer: CM0030642

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRAPPC10, eine Untereinheit des TRAPP II-Komplexes, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, geeignet für Golgi-Transport- und neurologische Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAPPC10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EHOC1; GT334; TMEM1; TRS30; EHOC-1; TRS130; NEDMISS; TRAPPC10
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7109
GeneID	7109
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem TRAPPC10 (NP_003265.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P48553
Proteingewicht	142kDa
Versand	Eistasche